

## Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Fosfo-Fgfr1 (Y653) Per Wb, Elisa - P11362

Numero articolo: CM0000613



### introduzione

Anticorpo Policlonale Coniglio Fosfo-FGFR1 (Y653) validato per WB, ELISA su Umano, Topo, Ratto. Rileva FGFR1 fosforilato alla tirosina 653, un recettore tirosin-chinasico essenziale per lo sviluppo embrionale e la proliferazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                    |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto         | Fosfo-FGFR1-Y653 Coniglio pAb                                                                                             |
| Osservazioni/Alias    | CEK; FLG; HH2; OGD; ECCL; FLT2; KAL2; BFGFR; CD331; FGFR; FLT-2; HBGFR; N-SAM; FGFR-1; HRTFDS; bFGF-R-1; Fosfo-FGFR1-Y653 |
| Specie                | Umano                                                                                                                     |
| GeneID (Umano)        | 2260                                                                                                                      |
| GeneID                | 2260                                                                                                                      |
| Immunogeno            | Peptide sintetico Un peptide fosforilato sintetico attorno a Y653 di FGFR1 umano (NP_075598.2).                           |
| Sorgente              | Coniglio                                                                                                                  |
| Categoria             | Anticorpi Fosforilati                                                                                                     |
| Applicazione          | WB, ELISA                                                                                                                 |
| Reattività Incrociata | Umano, Topo, Ratto                                                                                                        |
| SWISS                 | P11362                                                                                                                    |
| Peso Proteico         | 92kDa                                                                                                                     |
| Spedizione            | Borsa del ghiaccio                                                                                                        |