


Anticorpo Monoclonale Anti-Phospho-Histone H3-S10 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16695 / P68431

Numero articolo: CM0000443



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro l'istone H3 fosforilata in Ser10, validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA in umano, topo, ratto. Componente del nucleosoma core; la fosforilazione segna la condensazione della cromatina mitotica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Phospho-Histone H3-S10 Rabbit mAb
Note/Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Phospho-Histone H3-S10
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	8350
ID Gene	8290/8350
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico fosforilato intorno a S10 dell'istone H3 umano (P68431).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto, Altro (Ampio Raggio Predetto)
SWISS	Q16695/P68431
Peso Proteico	15kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio