


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fosfo-Hsp27/Hspb1-S78 Per Wb, If/Icc, Elisa - P04792

Numero articolo: CM0000501



introduzione

Anticorpo Policlonale di Coniglio Fosfo-HSP27/HSPB1-S78 validato per WB, IF/ICC, ELISA. Rileva la HSPB1 umana fosforilata a Ser78. Ideale per la ricerca sulla risposta allo stress, funzione di chaperone e organizzazione dell'actina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Fosfo-HSP27/HSPB1-S78 pAb Coniglio
Osservazioni/Alias	CMT2F; HMN2B; HSP27; HSP28; Hsp25; SRP27; HS.76067; HEL-S-102; Fosfo-HSP27/HSPB1-S78
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3315
GeneID	3315
Immunogeno	Peptide sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P04792
Peso Proteico	23kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio