

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Fosfo-Ikba (Ser32) Per Wb, Elisa - P25963

Numero articolo: CM0001535



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio Fosfo-IkBa (Ser32) validato per WB ed ELISA. Reagisce con IkBα umano, di topo e di ratto. Rileva la fosforilazione in Ser32, cruciale per l'attivazione della via di segnalazione di NF-κB.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Monoclonale di Coniglio Fosfo-IkBa-S32
Note/Alias	IKBA; MAD-3; NFKBI; EDAID2; Fosfo-IkBa-S32
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4792
GeneID	4792
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide fosforilato sintetico intorno a S32 di IKB alfa umano (P25963).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P25963
Peso Proteico	36kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio