


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Fosfo-Irak4 (Thr345/Ser346) Per Wb E Elisa - Q9Nwz3

Numero articolo: CM0001321



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio specifico che mira alla IRAK4 fosforilata a Thr345 e Ser346. Validato per Western blotting e ELISA con campioni umani. Ideale per la ricerca sull'immunità innata e sulla segnalazione TLR.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Fosfo-IRAK4-Thr345/Ser346 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	IPD1; IMD67; REN64; IRAK-4; NY-REN-64; Fosfo-IRAK4-Thr345/Ser346
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	51135
ID Gene	51135
Immunogeno	Un peptide fosforilato sintetico attorno a Thr345/Ser346 della IRAK4 umana.
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano
SWISS	Q9NWZ3
Peso Proteico	52kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio