

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fosfo-Jak2 (Y1007/1008) Per Wb, Ihc-P, Elisa - O60674

Numero articolo: CM0001210



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio specifico per JAK2 fosforilato (Y1007/1008). Validato per WB, IHC-P, ELISA; reagisce con umano, topo, ratto. Adatto per la ricerca sulla segnalazione delle citochine e sull'ematopoiesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio Fosfo-JAK2-Y1007/1008
Osservazioni/Alias	JTK10; Fosfo-JAK2-Y1007/1008
Specie	Umano
GeneID (umano)	3717
GeneID	3717
Immunogeno	Peptide sintetico; Un peptide sintetico fosforilato intorno a Y1007 & Y1008 di JAK2 umano (NP_004963.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O60674
Peso Proteico	131kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio