

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Fosfo-Jnk1/2/3 (T183/T183/T221) Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P45983 / P45984 / P53779

Numero articolo: CM0001380



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio fosfo-specifico che riconosce JNK1/2/3 fosforilato a livello di T183/T183/T221. Adatto per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per lo studio della segnalazione mediata da JNK per stress, apoptosi e infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Phospho-JNK1/2/3-T183/T183/T221 Rabbit mAb
Note/Alias	JNK1/JNK2/JNK3; Phospho-JNK1/2/3-T183/T183/T221
Specie	Umano
ID gene (Umano)	5599/5601/5602
Immunogeno	Peptide sintetico fosforilato attorno a T183 di JNK1 umano (P45983).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P45983/P45984/P53779
Peso proteico	35kDa/44kDa/48kDa/27kDa/52kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio