

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fosfo-Map2K3-S189/Map2K6-S207 Per Wb, Elisa - P46734 / P52564

Numero articolo: CM0001288

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che rileva MAP2K3 (S189) e MAP2K6 (S207) fosforilate in umano, topo e ratto. Adatto per Western blot ed ELISA. Ideale per studiare le cascate delle MAP chinasi attivate da stress e lo sviluppo di saggi diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio Fosfo-MAP2K3-S189/MAP2K6-S207
Note/Alias	MAP2K3/MAP2K6; Fosfo-MAP2K3-S189/MAP2K6-S207
Specie	Umano
GeneID (umano)	5606/5608
GeneID	5606/5608
Immunogeno	Peptide sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P46734/P52564
Peso Proteico	36kDa/39kDa/31kDa/37kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio