

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Phospho-Mtor-S2448 Per Wb, If/Icc, Elisa - P42345

Numero articolo: CM0001894



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio Phospho-mTOR (Ser2448) validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con mTOR umano, murino e di ratto, mirando a un sito di fosforilazione chiave nella ricerca sulla segnalazione di mTOR.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb di Coniglio Phospho-mTOR-S2448
Osservazioni/Alias	SKS; FRAP; FRAP1; FRAP2; RAFT1; RAPT1; Phospho-mTOR-S2448
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2475
GeneID	2475
Immunogeno	Peptide Sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P42345
Peso Proteico	289kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio