


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fosfo-Ndrgr1 (T346) Per Wb E Elisa - Q92597

Numero articolo: CM0001878



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro Fosfo-NDRG1 (T346) per applicazioni WB e ELISA. Rileva il soppressore tumorale NDRG1, responsivo allo stress, fosforilato sulla treonina 346. Validato per uomo, topo e ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Fosfo-NDRG1-T346 Rabbit pAb
Note/Alias	GC4, RTP, DRG1, NDR1, NMSL, TDD5, CAP43, CMT4D, DRG-1, HMSNL, RIT42, TARG1, PROXY1, Phospho-NDRG1-T346
Specie	Uomo
ID gene	10397
Immunogeno	Peptide fosforilato sintetico intorno alla T346 di NDRG1 umano (NP_001128714.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q92597
Peso proteico	43kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio