

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Fosfo-Nf-Kb P65/Rela-S536 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q04206

Numero articolo: CM0001723



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-Fosfo-NF-kB p65/RelA-S536 di alta qualità validato per Western blot, IF/ICC e ELISA. Reagisce con uomo, topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla via di segnalazione di NF-kB.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	pAb coniglio anti-Fosfo-NF-kB p65/RelA-S536
Annotazioni/Alias	p65; CMCU; NFKB3; AIF3BL3; Fosfo-NF-kB p65/RelA-S536
Specie	Uomo
GeneID	5970
Immunogeno	Peptide fosforilato sintetico intorno alla S536 della RelA umana (NP_068810.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q04206
Peso proteico	60kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio