

Anticorpo Policlonale Anti-Fosfo-Nmdar1 (S896/S896) Per Wb, Elisa - Q05586

Numero articolo: CM0001674



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la Serina896/Serina897 fosforilata della proteina NMDAR1 (GluN1) umana. Adatto per WB e ELISA con reattività crociata verso uomo, topo e ratto. Ideale per studi sulla plasticità sinaptica e sui recettori NMDA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Phospho-NMDAR1-S896/S897 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	NR1; MRD8; GluN1; NMDA1; DEE101; NDHMSD; NDHMSR; NMD-R1; NMDAR1; Phospho-NMDAR1-S896/S897
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	2902
GeneID	2902
Immunogeno	Peptide sintetico Peptide sintetico fosforilato corrispondente alla regione intorno a S896 e S897 della NMDAR1 umana (NP_015566.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q05586
Peso proteico	105kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio