


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Fosfo-P38 Mapk (Y182) Per Wb, If/Icc, Elisa - Q16539

Numero articolo: CM0001072



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio fosfo-specifico contro p38 MAPK (MAPK14) fosforilato alla tirosina 182 (Y182). Validato per WB, IF/ICC ed ELISA; cross-reattività con umano, topo e ratto. Ideale per lo studio delle vie di segnalazione dello stress e dell'infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Fosfo-p38 MAPK-Y182 mAb Coniglio
Note/Alias	RK; p38; CSBP; EXIP; Mxi2; CSBP1; CSBP2; Cspb1; PRKM14; PRKM15; SAPK2A; p38ALPHA
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1432
GeneID	1432
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico fosforilato attorno a Y182 di p38 MAPK umano (NP_620581.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q16539
Peso Proteico	41kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio