


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Phospho-Pkc (Pan) (Gamma)-T514 Per Wb Ed Elisa - P17252 / P05771 / Q05655 / Q02156 / P05129 / P24723 / Q04759

Numero articolo: CM0001019



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio specifico per la T514 fosforilata delle isoforme pan di PKC (alfa, beta, delta, epsilon, gamma, eta, theta). Validato per WB ed ELISA su campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca sul signaling cellulare, sul cancro e sul sistema cardiovascolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio Anti-Phospho-PKC (pan) (gamma)-T514
Note/Alias	PRKCA/PRKCB/PRKCD/PRKCE/PRKCG/PRKCH/PRKCQ; Phospho-PKC (pan) (gamma)-T514
Specie	Umano
GeneID	5578/5579/5580/5581/5582/5583/5588
Immunogeno	Peptide sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P17252/P05771/Q05655/Q02156/P05129/P24723/Q04759
Peso Proteico	59-67kDa/74-83kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio