


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Fosfo-Ppp2Ca/Ppp2Cb-Y307 Per Wb, Elisa - P67775 / P62714

Numero articolo: CM0000532



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio fosfo-specifico che rileva PPP2CA/PPP2CB fosforilata a Y307. Validato per WB ed ELISA in campioni umani e murini. Ideale per lo studio della segnalazione mediata da PP2A, la regolazione del ciclo cellulare e il controllo della trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Fosfo-PPP2CA/PPP2CB-Y307 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	PPP2CA/PPP2CB; Fosfo-PPP2CA/PPP2CB-Y307
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	5515/5516
ID Gene	5515/5516
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide sintetico fosforilato attorno a Y307 di PPP2CA/PPP2CB umano (NP_001009552.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Mouse
SWISS	P67775/P62714
Spedizione	Borsa del ghiaccio