


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fosfo-Rb (Ser780) Per Wb, Ihc-P, Elisa - P06400

Numero articolo: CM0001041



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro RB fosforilato (Ser780). Validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con RB umano, di topo, di ratto. Adatto per la ricerca sul ciclo cellulare e sui soppressori tumorali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Fosfo-RB-S780 pAb di Coniglio
Note/Alias	RB; pRb; OSRC; pp110; p105-Rb; PPP1R130; p110-RB1; Fosfo-RB-S780
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5925
GeneID	5925
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P06400
Peso Proteico	106kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio