


Anticorpo Policlonale Anti-Fosfo-Smad5 (S463/S465) Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q99717

Numero articolo: CM0000787



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio specifico per Smad5 fosforilato (S463/S465). Validato per WB, IHC-P, ELISA in umano, topo, ratto. Ideale per studiare la segnalazione BMP, la differenziazione cellulare e lo sviluppo embrionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Fosfo-Smad5-S463/S465 Rabbit pAb
Note/Alias	DWFC; JV5-1; MADH5; Fosfo-Smad5-S463/S465
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4090
GeneID	4090
Immunogeno	Peptide Sintetico: Un peptide fosforilato sintetico intorno a S463 e S465 di Fosfo-Smad5-S463/S465 umano (NP_005894.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q99717
Peso Proteico	52kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio