


Anticorpo Monoclonale Anti-Fosfo-Stat5-Y694 Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P42229/P51692

Numero articolo: CM0001405



introduzione

L'anticorpo monoclonale di coniglio Fosfo-STAT5-Y694 rileva STAT5A/B umano fosforilato in Y694. Validato per WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Per studiare l'attivazione della via JAK/STAT e la regolazione trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	Anticorpo Monoclonale di Coniglio Fosfo-STAT5-Y694
Note/Alias	MGF; STAT5; stat5a/stat5b; Fosfo-STAT5-Y694
Specie	Umano
GeneID (umano)	6776/6777
GeneID	6776/6777
Immunogeno	Un peptide sintetico fosforilato intorno a Y694 di STAT5 umano (NP_001275647.1/NP_036580.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P42229/P51692
Peso Proteico	90kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio