

Anticorpo Policlonale Anti-Fosfo-Stk3/Stk4-T180/T183 Per Wb E Elisa - Q13188 / Q13043

Numero articolo: CM0001696



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio ad alta affinità specifico per STK3/STK4 fosforilato in T180/T183, convalidato per WB e ELISA in campioni umani, murini e di ratto. Ideale per lo studio della segnalazione Hippo, dell'apoptosi e della biologia del centrosoma.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Fosfo-STK3/STK4-T180/T183 pAb di coniglio
Osservazioni/Alias	KRS1; MST2; KRS2; MST1; YSK3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6788/6789
GeneID	6788/6789
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico fosforilato attorno a T180 di STK3/STK4 umano STK3 (NP_006272.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q13188/Q13043
Peso proteico	56kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio