

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fosfo-Tdp-43/Tardbp (S409/S410) Per Wb, Db, Elisa - Q13148

Numero articolo: CM0001763



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio fosfo-specifico che riconosce S409/S410 della proteina umana TDP-43 (TARDBP). Validato per WB, DB ed ELISA. Ideale per lo studio dei meccanismi delle malattie neurodegenerative e della biologia dell'RNA. Rileva una banda di 45 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio Anti-Fosfo-TDP-43/TARDBP-S409/S410
Note/Alias	ALS10; TDP-43; Fosfo-TDP-43/TARDBP-S409/S410
Specie	Umana
GeneID (Umano)	23435
GeneID	23435
Immunogeno	Un peptide fosforilato sintetico intorno a S409&S410 della proteina umana TDP-43/TARDB (NP_031401.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, DB, ELISA
Reattività Incrociata	Umana
SWISS	Q13148
Peso Proteico	45kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio