

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Pias3 Per If/Icc Ed Elisa - Q9Y6X2

Numero articolo: CM0014774



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che si lega a PIAS3 umano, una ligasi E3 SUMO coinvolta nella segnalazione STAT e nella sumoilazione. Adatto per applicazioni IF/ICC ed ELISA, convalidato per campioni umani.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PIAS3 Rabbit pAb
Note/Alias	ZMIZ5; PIAS3
Specie	Umano
Gene ID	10401
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 399-628 di PIAS3 umano (NP_006090.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q9Y6X2
Peso proteico	68kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio