

Anticorpo Policlonale Anti-Pigo Per Wb E Elisa - Q8Teq8

Numero articolo: CM0019959

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PIGO umano, validato per WB e ELISA, reagisce in modo crociato con il topo. Adatto per la ricerca sulla biosintesi dell'ancora GPI.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PIGO Rabbit pAb
Note/Alias	HPMRS2; PIGO
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	84720
GeneID	84720
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 950-1050 del PIGO umano (NP_116023.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q8TEQ8
Peso proteico	119kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio