

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Pigq Per Wb, Elisa - Q9Brb3

Numero articolo: CM0020925

introduzione

Anticorpo Policlonale di Coniglio PIGQ validato per WB, ELISA, reagisce con Umano, Topo. Bersaglia PIGQ, una subunità del complesso GPI-GnT essenziale per la biosintesi dell'ancora GPI. Ideale per la ricerca sul pathway GPI.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Descrizione
Nome Prodotto	PIGQ Rabbit pAb
Note/Alias	GPI1; DEE77; EIEE77; MCAHS4; GPIBD19; c407A10.1; PIGQ
Specie	Umano
GeneID (Umano)	9091
GeneID	9091
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-200 di PIGQ umano (NP_683721.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	Q9BRB3
Peso Proteico	84kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio