

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Pik3R3/P55Pik Per Wb, If/Icc, Elisa - Q92569

Numero articolo: CM0022102

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro PIK3R3/p55PIK umano, validato per WB, IF/ICC, ELISA. Rileva la p55PIK endogena in umano, topo e ratto. Ideale per ricerche sulla segnalazione PI3K e sulla via dell'insulina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PIK3R3/p55PIK Rabbit pAb
Note/Alias	p55; p55PIK; p55-GAMMA; PIK3R3/p55PIK
Specie	Umano
GenelD (Umano)	8503
GenelD	8503
Immunogeno	Peptide sintetico
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q92569
Peso proteico	54kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio