

Anticorpo Monoclonale Anti-Pit1/Pou1F1 Per Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa - P28069

Numero articolo: CM0012638



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio Pit1/POU1F1 validato per WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA. Rileva POU1F1 umano, murino, ratto; 33kDa. Ideale per ricerche sullo sviluppo dell'ipofisi e sulla regolazione dei geni degli ormoni.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Pit1/POU1F1 Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	PIT1; CPHD1; GHF-1; Pit-1; POU1F1a
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	5449
ID Gene	5449
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-150 di POU1F1 umano (NP_000297.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	P28069
Peso proteico	33kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio