


Anticorpo Policlonale Anti-Piwil1 Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Jmb7

Numero articolo: CM0019447



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PIWIL1, validato per WB, IF-P, IHC-P ed ELISA. Reagisce crociatamente con campioni umani, murini e di ratto. Ideale per la ricerca sulla via dei piRNA e sulle cellule germinali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PIWIL1 Rabbit pAb
Note/Alias	MIWI; PIWIL1
Specie	Topo
GeneID (umano)	9271
GeneID	57749
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-160 di PIWIL1 murino (NP_067286.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q9JMB7
Peso della proteina	99 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante