


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Pkd2 (Polcistina-2) Per Wb, Elisa - Q13563

Numero articolo: CM0026971



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia la PKD2 (Polcistina-2) umana, adatto per Western blot e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Utile per la ricerca sulle malattie renali e la segnalazione dei canali ionici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PKD2 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	PC2; PKD4; Pc-2; APKD2; TRPP2
Specie	Umana
ID genico (umano)	5311
ID genico	5311
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 731-830 della PKD2 umana (NP_000288.1)
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q13563
Peso proteico	110 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio