


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Pkm2 Specifico Per Wb, If/Icc, Elisa - P14618

Numero articolo: CM0021648



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che si targeting umano PKM2 (58kDa), convalidato per WB, IF/ICC, ELISA con reattività crociata verso topo, ratto. Adatto per studiare i doppi ruoli di PKM2 nella glicolisi e nella regolazione della trascrizione nel cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	pAb coniglio specifico PKM2
Osservazioni/Alias	PK3; TCB; p58; OIP3; PKM2; CTHBP; THBP1; HEL-S-30; specifico PKM2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5315
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 380-480 del PKM2 umano specifico (NP_002645.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P14618
Peso proteico	58kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio