


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Plc Gamma 1 (Plcg1) Per Wb, Elisa - P19174

Numero articolo: CM0012266



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-PLCG1 per applicazioni WB ed ELISA. Rileva PLCγ1 endogeno in campioni umani, di topo e di ratto. Adatto per la ricerca sulla trasduzione del segnale e sulla migrazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PLC gamma 1 (PLCG1) mAb di coniglio
Note/Alias	PLC1; NCKAP3; PLC-II; PLC148; PLCgamma1; PLC gamma 1 (PLCG1)
Specie	Umano
GenelD (Umano)	5335
GenelD	5335
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 710-832 di PLC gamma 1 umano (PLCG1) (P19174)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P19174
Peso Proteico	149 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio