


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Plc Gamma 2 (Plcg2) Per Wb, Elisa - P16885

Numero articolo: CM0011487



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro PLC gamma 2 (PLCG2), adatto per applicazioni di Western blot ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con le specie umana e murina, consentendo studi di trasduzione del segnale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-PLC gamma 2 (PLCG2)
Note/Alias	FCAS3; APLAID; PLC-IV; PLC-gamma-2
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	5336
ID Gene	5336
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 701-800 di PLC gamma 2 (PLCG2) (NP_002652.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umana, Murina
SWISS	P16885
Peso Proteico	148kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante