

Anticorpo Policlonale Anti-Plcb1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nq66

Numero articolo: CM0022609

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PLCB1, validato per WB, IHC-P e ELISA. Rileva PLCB1 di uomo, topo e ratto con un peso molecolare previsto di 139 kDa. Adatto per studi sulla segnalazione della fosfolipasi C.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PLCB1 Rabbit pAb
Note/Alias	DEE12; PLC-I; EIEE12; PI-PLC; PLC154; PLCB1A; PLCB1B; PLC-154; PLC-beta-1; PLCB1
Specie	Uomo
GeneID (umano)	23236
GeneID	23236
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 917-1216 di PLCB1 umano (NP_056007.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9NQ66
Peso Proteico	139kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio