

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Plexin A1 Per Wb E Elisa - Q9UIw2

Numero articolo: CM0011142



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che si lega a Plexin A1 umano (Q9UIW2). Adatto per Western blot e ELISA, cross-reagisce con umano, topo e ratto. Ideale per ricerche sulla segnalazione delle semaforine, guida degli assoni e migrazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Plexin A1 Coniglio mAb
Note/Alias	NOV; NOV; PLXN1; DWOPNED; PLEXIN-A1; Plexin A1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5361
GeneID	5361
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 100-200 di Plexin A1 umano (Q9UIW2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9UIW2
Peso Proteico	211kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio