

Anticorpo Policlonale Anti-Plin5 Per Wb, Elisa - Q00G26

Numero articolo: CM0024217

introduzione

Anticorpo policlonale di alta qualità da coniglio, validato per WB ed ELISA, con cross-reattività per topo e ratto. Ideale per la ricerca sui droplet lipidici e sul metabolismo. SWISS Q00G26.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale da Coniglio anti-PLIN5
Note/Alias	MLDP; LSDA5; LSDP5; OXPAT
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	440503
ID Gene	440503
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 302-401 di PLIN5 umano (NP_001013728.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Cross-Reattività	Topo, Ratto
SWISS	Q00G26
Peso Proteico	51kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio