

Anticorpo Policlonale Anti-PLLP Da Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y342

Numero articolo: CM0014492

introduzione

Anticorpo policlonale da coniglio di alta qualità specifico per PLLP umano, validato per Western blot, IF/ICC e ELISA. Reagisce crociato con topo e ratto. Adatto per studi sulla biogenesi delle membrane della mielina e sull'endocitosi apicale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PLLP Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	PMLP, TM4SF11, PLLP
Specie	Uomo
ID Gene (Uomo)	51090
ID Gene	51090
Immunogeno	Peptide sintetico: Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 della proteina PLLP umana (NP_057077.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q9Y342
Peso Proteico	20kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio