

Anti-Plod1 Coniglio Pab Per Wb & Elisa - Q02809

Numero articolo: CM0030616

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro PLOD1 umano (lisil idrossilasi 1) per Western blot ed ELISA. Reattivo crociato con topo e ratto. Adatto per la ricerca sulla biosintesi del collagene e sul tessuto connettivo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PLOD1 Coniglio pAb
Note/Alias	LH; LH1; LLH; EDS6; PLOD; EDSKCL1; PLOD1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5351
GeneID	5351
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 19-295 di PLOD1 umano (NP_000293.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q02809
Peso Proteico	84kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio