

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Pltp Per Wb Ed Elisa - P55058

Numero articolo: CM0029391

introduzione

Anticorpo Policlonale di Coniglio Anti-PLTP di alta qualità validato per applicazioni WB ed ELISA, con cross-reattività per PLTP umano e murino. Ideale per studiare il trasferimento lipidico, il rimodellamento delle HDL e il metabolismo del colesterolo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	PLTP Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	BPIFE; HDLCQ9; PLTP
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5360
GeneID	5360
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 142-441 di PLTP umano (NP_872617.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Cross Reattività	Umano, Topo
SWISS	P55058
Peso Proteico	55kDa
Spedizione	Borsa termica con ghiaccio