

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Plxna3 Per Wb, Elisa - P51805

Numero articolo: CM0013182

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio Anti-PLXNA3 validato per applicazioni WB e ELISA. Rileva la PLXNA3 umana, un recettore delle semaforine coinvolto nella guida assonale e nello sviluppo neuronale. Ideale per la ricerca nel campo delle neuroscienze e della segnalazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PLXNA3 Rabbit pAb
Note/Alias	6.3; PLXN3; PLXN4; XAP-6; HSSEXGENE; PLXNA3
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	55558
GeneID	55558
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 950-1150 della PLXNA3 umana (NP_059984.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	P51805
Peso proteico	208 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio