

Anticorpo Monoclonale Anti-Pmp70/Abcd3 Per Wb, If/Icc, Elisa - P28288

Numero articolo: CM0011901



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro PMP70/ABCD3 umano (P28288), validato per WB, IF/ICC, ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per la ricerca sul trasporto perossisomiale degli acidi grassi e sulla beta-ossidazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-PMP70/ABCD3
Note/Alias	ZWS2; ABC43; CBAS5; PMP70; PXMP1; PMP70/ABCD3
Specie	Umano
ID del gene (umano)	5825
ID del gene	5825
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 560-659 di PMP70/ABCD3 umano (P28288)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P28288
Peso della proteina	75 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante