


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Pms1 Per Wb Ed Elisa - P54277

Numero articolo: CM0015842



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-PMS1 per WB ed ELISA in esseri umani, topi e ratti. Targetizza la proteina PMS1 di riparazione dei mismatch del DNA, associata al cancro colorettale ereditario non poliposico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PMS1 Rabbit pAb
Note/alias	MLH2; PMSL1; hPMS1; HNPCC3; PMS1
Specie	Essere umano
GeneID (umano)	5378
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 405-619 della PMS1 umana (NP_000525.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, ratto
SWISS	P54277
Peso della proteina	106 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante