

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Pnlip Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P16233

Numero articolo: CM0026654



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto alla lipasi pancreatica umana (PNLIP). Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con il topo. Ideale per lo studio della digestione dei grassi e dei disturbi metabolici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PNLIP Rabbit pAb
Note/Alias	PL; PTL; PNLIPD; PNLIP
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	5406
ID gene	5406
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 166-465 della PNLIP umana (NP_000927.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	P16233
Peso proteico	51kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio