

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Poldip2 Per Wb Ed Elisa - Q9Y2S7

Numero articolo: CM0015476



introduzione

Questo anticorpo policlonale è prodotto in coniglio contro POLDIP2 umano ed è validato per WB ed ELISA. Riconosce la proteina da 42 kDa e reagisce crociatamente con gli ortologi di topo e ratto, risultando uno strumento prezioso per gli studi sulla riparazione del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	POLDIP2 pAb di coniglio
Note/alias	p38; POLD4; PDIP38; POLDIP2
Specie	Uomo
ID del gene (umano)	26073
ID del gene	26073
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 250-350 di POLDIP2 umano (NP_056399.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q9Y2S7
Peso della proteina	42 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante