


## Anticorpo Policlonale Anti-Ppard Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q03181

Numero articolo: CM0029820



### introduzione

Anticorpo policlonale PPARD di coniglio validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Bersaglia il recettore delta attivato dai proliferatori dei perossisomi coinvolto nel metabolismo energetico e nell'ossidazione degli acidi grassi. ~50kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                          |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | PPARD Rabbit pAb                                                                                                                |
| Osservazioni/Alias  | FAAR; NUC1; NUCI; NR1C2; NUCII; PPARB; PPARD                                                                                    |
| Specie              | Umano                                                                                                                           |
| GeneID (Umano)      | 5467                                                                                                                            |
| GeneID              | 5467                                                                                                                            |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 102-361 del PPARD umano (NP_803184.1). |
| Fonte               | Coniglio                                                                                                                        |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                           |
| Applicazione        | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                |
| Reattività crociata | Umano, Topo, Ratto                                                                                                              |
| SWISS               | Q03181                                                                                                                          |
| Peso proteico       | 50kDa                                                                                                                           |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                                                              |