


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ppard Per Wb E Elisa - Q03181

Numero articolo: CM0026558



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia PPAR δ umano, validato per Western blot e ELISA, con reattività crociata verso il ratto. Uno strumento essenziale per studi sul metabolismo e sulla regolazione genica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PPAR δ Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	FAAR; NUC1; NUCI; NR1C2; NUCII; PPARB
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	5467
GeneID	5467
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 101-200 di PPAR δ umano (NP_006229.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Ratto
SWISS	Q03181
Peso proteico	50kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio