


Anticorpo Policlonale Anti-Ppbp Per Wb, Elisa - P02775

Numero articolo: CM0022871



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-PPBP (CXCL7) di alta qualità validato per Western blot (WB) ed ELISA. Rileva la proteina basica piastrinica umana e le varianti di chemochine. Ideale per la ricerca sull'infiammazione, l'attivazione dei leucociti e le proprietà antimicrobiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PPBP Rabbit pAb
Note/Alias	PBP; TC1; TC2; TGB; LDGF; MDGF; TGB1; B-TG1; CTAP3; CXCL7; NAP-2; SCYB7; THBGB; LA-PF4; THBGB1; Beta-TG; CTAPIII; CTAP-III; PPBP
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5473
GeneID	5473
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 31-128 di PPBP umano (NP_002695.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P02775
Peso Proteico	14kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio