


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ppp1R7 Per Wb, Elisa - Q15435

Numero articolo: CM0016111



introduzione

Questo anticorpo policlonale di coniglio PPP1R7 rileva i livelli endogeni della subunità regolatoria 7 della proteina fosfatasi 1 in campioni umani e murini. Validato per Western blot (WB) ed ELISA, è diretto contro la regione amminoacidica 281-360. Ideale per uso nella ricerca IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	PPP1R7 Anticorpo pAb di Coniglio
Note/Alias	SDS22; PPP1R7
Specie	Umano
ID Gene	5510
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 281-360 di PPP1R7 umano (NP_002703.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q15435
Peso Proteico	42kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio