

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Ppp4C Per Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P60510

Numero articolo: CM0019922

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro PPP4C umano (PP4/PPX). Validato per WB, IHC-P, IP, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Rileva una proteina di 35 kDa. Coinvolto nella riparazione del DNA, nell'organizzazione del centrosoma e nella segnalazione TNF-alfa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PPP4C Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	PP4; PPX; PP-X; PP4C; PPH3; PPP4; PPP4C
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	5531
ID Gene	5531
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-307 di PPP4C umano (NP_002711.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P60510
Peso proteico	35kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio