

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Ppp6C Per Wb, Elisa - 000743

Numero articolo: CM0009070

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro PPP6C (subunità catalitica della serina/treonina-proteina fosfatasi 6). Adatto per Western blot ed ELISA, presenta reattività crociata con uomo, topo e ratto. Ideale per lo studio della regolazione del ciclo cellulare e delle vie dell'immunità innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PPP6C Rabbit mAb
Note/alias	PP6; PP6C; PPP6C
Specie	Uomo
GeneID	5537
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	O00743
Peso della proteina	35 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante