


Anticorpo Monoclonale Anti-Proteina Prionica Per Wb, Elisa - P04156

Numero articolo: CM0008615



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro la proteina prionica umana (P04156). Validato per Western blot (WB) ed ELISA, con reattività crociata con topo e ratto. Adatto per la ricerca sulle malattie da prioni e sulle neuroscienze.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio contro la proteina prionica
Note/Alias	CJD; GSS; PrP; ASCR; KURU; PRIP; PrPc; CD230; AltPrP; p27-30; PrP27-30; PrP33-35C; Proteina prionica
Specie	Uomo
ID genico (uomo)	5621
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 154-253 della proteina prionica umana (P04156).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, ratto
SWISS	P04156
Peso della proteina	28 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante