


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Proteina Prionica Per Wb, Elisa - P04156

Numero articolo: CM0023536



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio convalidato KO contro la Proteina Prionica umana (PRNP, P04156). Adatto per WB ed ELISA, cross-reagisce con umano, topo e ratto. Per studi sulla neurodegenerazione e la biologia dei prioni.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	[KO Validated] Proteina Prionica pAb Coniglio
Osservazioni/Alias	CJD; GSS; PrP; ASCR; KURU; PRIP; PrPc; CD230; AltPrP; p27-30; PrP27-30; PrP33-35C; in
Specie	Umano
GeneID (umano)	5621
GeneID	5621
Immunogeno	Proteina di fusione ric ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 23-230 della Proteina Prionica umana (NP_001073592.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P04156
Peso proteico	28kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio