


Anticorpo Policlonale Anti-Prkg1 Per Wb E Elisa - Q13976

Numero articolo: CM0028855



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PRKG1 umana (protein chinasi 1 dipendente da cGMP), adatto per Western blot e ELISA. Reagisce in modo crociato con il topo. Fondamentale per la ricerca sulla segnalazione NO/cGMP in studi sulla muscolatura liscia, piastrine e SNC.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PRKG1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	PKG; cGK; AAT8; PKG1; cGK1; cGKI; cGK 1; PRKG1B; PRKGR1B; cGKI-BETA; cGKI-alfa; PRKG1
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	5592
ID gene	5592
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-300 della PRKG1 umana (NP_006249.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q13976
Peso proteico	76kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio